

Số: 699/TM-YDHP

Hải Phòng, ngày 31 tháng 8 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý đơn vị

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác với Quý đơn vị.

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng hiện có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu dành cho **Dự án DRIVE-TB** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
- Địa chỉ: 72A Nguyễn Bình Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
- Địa chỉ: Số 72A Nguyễn Bình Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Điện thoại: 02253.731.907

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ:

- o Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
- o Số 72A Nguyễn Bình Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng
- o Điện thoại: 02253.731.907

- Nhận qua email: contact@hpmu.edu.vn

- Nhận qua Fax: 02253.733.315



4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 01 tháng 09 năm 2023 đến trước 17h ngày 11 tháng 09 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.



5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 11 tháng 09 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

| STT | Danh mục | Đặc tính thông số kỹ thuật | Số lượng | Đơn vị tính |
|------------|---|--|----------|-------------|
| I | Gói lưu mẫu máu khô | | | |
| 1 | Tấm lưu mẫu máu khô (Dried Blood Spot - DBS) | Bìa lưu mẫu máu khô chuyên dụng: mỗi tấm bìa có năm vị trí lấy mẫu để lưu trữ protein, DNA, chất liệu giấy. | 1000 | Tấm |
| II | Gói ống bảo quản và khay lưu mẫu | | | |
| 1 | Ống 1D bảo quản mẫu ở nhiệt độ âm sâu | Ống được thiết kế để lưu trữ tế bào, máu, các sinh phẩm lỏng có thể lưu trữ ở nhiệt độ thấp -196 độ C | 3500 | Ống |
| 2 | Hộp để ống bảo quản mẫu ở nhiệt độ âm sâu | Hộp dùng để lưu trữ ống bảo quản ở nhiệt độ âm sâu. Được thiết kế để có thể sử dụng ở nhiệt độ từ -196 độ C đến 121 độ C | 45 | hộp |
| 3 | Ống 2 ml bảo quản mẫu ở nhiệt độ âm sâu | Ống được thiết kế để lưu trữ tế bào, máu, các sinh phẩm lỏng có thể lưu trữ ở nhiệt độ thấp -196 độ C, thể tích 2ml | 1000 | Ống |
| 4 | Khay lưu mẫu mã vạch (Biobank rack)  | Khay chứa mẫu/lưu ngân hàng sinh học 5 tầng, chất liệu inox 304 dày 0.5mm. Kích thước bên ngoài 700x142x315mm. Có thể kéo khay ra để lấy mẫu | 6 | Cái |
| III | Gói dụng cụ lấy máu | | | |
| 1 | Kim lấy máu chân không, loại cánh bướm 22G | Kim hình cánh bướm loại 22G, đầu côn vàng Chất liệu: Ống nhựa PVC, kim thép không gỉ, vỏ kim nhựa PE, tay áo cao su | 1200 | cái |
| 2 | Ống EDTA 2 mL  | Ống lấy máu chân không bằng nhựa sử dụng chất kháng đông EDTA, thể tích 2ml | 1800 | ống |
| 3 | Ống EDTA 4 mL | Ống lấy máu chân không bằng nhựa sử dụng chất kháng đông EDTA, thể tích 4ml | 200 | ống |
| 4 | Ống Heparinate 2 mL | Ống lấy máu chân không bằng nhựa sử dụng chất kháng đông heparin, thể tích 2ml | 600 | ống |
| 5 | Ống EDTA 6 mL | Ống lấy máu chân không bằng nhựa sử dụng chất kháng đông EDTA thể tích 6ml | 2400 | ống |
| 6 | Đầu col vàng 200µl | Đầu col/típ tiết trùng dung tích 200µl, có lọc giúp ngăn ngừa những cặn và aerosols có trong dung dịch khi hút chất lỏng bằng micropipet 96 đầu col/hộp | 5 | Hộp |
| IV | Gói khẩu trang chuyên dụng | | | |
| 1 | Khẩu trang N95 | Khẩu trang N95 form cứng, quai đeo qua đầu có thể điều chỉnh độ căng dây, có đệm mũi cũng cấp thêm khả năng bịt kín và bảo vệ mũi, size S-M | 800 | Cái |
| 2 | Khẩu trang y tế | Khẩu trang y tế 50 cái/hộp | 45 | Hộp |
| V | Gói thiết bị y tế khác | | | |

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HÀI PH

| | | | | |
|-----------------------------|---|--|------|------|
| 1 | Giá đỡ kim lấy máu chân không (Automatic holder) | Dụng cụ dùng để giữ kim lấy máu. Chất liệu nhựa PP, có thêm nút nhấn để dễ tháo rời kim dùng được cho cả hai loại kim bướm và kim lấy máu hai đầu có ốc xoay để gắn với kim bướm 22G | 100 | Cái |
| 2 | Ống Falcon 50 ml; ỚNG LY TÂM FALCON 50mL, TIẾT TRÙNG Hãng sx: FL Medical – Ý - Quy cách: Gói 01 cái | Chất liệu: Ống nhựa PP Nắp nhựa PE Cân nặng: 10g Kích thước: 28.5*114mm Độ dày: 1.0mm Màu sắc: Ống trong suốt, nắp màu xanh da trời Sức chứa của ống: 50ml Lực ly tâm: 6000 RPM Thời gian sử dụng: 5 năm | 1850 | Ống |
| 3 | Hộp lạnh để bảo quản và vận chuyển mẫu (vắc-xin)  | Kích thước ngoài: 29 cm x 29 cm x 32.7 cm Kích thước trong: 19.9 cm x 19.9 cm x 19cm Dung tích 2,9L Trọng lượng khi trống: 2,63Kg, trọng lượng khi tải tối đa: 5,36Kg | 2 | Hộp |
| 4 | Giá đựng ống ly tâm falcon (Falcon rack)  | Chất liệu: nhựa PP Đựng được ống ly tâm 50ml và 15ml Có thể chứa được 20 ống 50ml và 30 ống 15ml | 8 | Cái |
| 5 | Găng tay y tế loại Nitril | Găng tay y tế chất liệu cao su tổng hợp, size S, M (100 đôi/hộp) Dùng 1 lần | 40 | Hộp |
| 6 | Bơm kim tiêm | Bơm tiêm dung tích 1ml chia nhỏ 1/100, kích cỡ kim tiêm là 26Gx1/2" Vật liệu làm ốc kim, nắp đậy đầu kim làm bằng nhựa PP Chất liệu thân kim tiêm là thép không gỉ, không bị oxy hóa 100 cái/hộp | 12 | Hộp |
| 7 | Que thử thai (Pregnancy test) | Que thử thai | 50 | Test |
| 8 | Ống ly tâm Eppendorf 2ml | Ống ly tâm Eppendorf loại 2ml dùng trong máy ly tâm được sản xuất bằng nhựa trong suốt PP với nắp khóa an toàn, đảm bảo đóng mở trơn tru bằng một tay và không gây rò rỉ | 3 | Túi |
| VI Gói thử nước tiểu | | | | |
| 1 | Que xét nghiệm ma túy trong nước tiểu 4 chân | Que thử xét nghiệm nước tiểu định tính 4 chân (MET/THC/MDMA/MOP) để xác định: ma túy đá, cần sa, thuốc lắc và chất ma túy dạng thuốc phiện (Moocphin, Heroin), chủng loại: MD-U54-MET/THC/MDMA/MOP, dùng trong y tế, 25 test/ Hộp. | 1100 | Cái |
| VII Gói pipet | | | | |

ING
HOC
HONG

| | | | | |
|---|--|--|---|-----|
| 1 | Pipetman 10-100; MICROPIPET 1 KÊNH 10-100 μ L Model: SL-100XLS+ Hãng sx: Rainin (Mettler Toledo) – Mỹ Xuất xứ: Mỹ | | 2 | Cái |
| 2 | Pipetman 100-1000; MICROPIPET 1 KÊNH 100-1000 μ L Model: SL-1000XLS+ Hãng sx: Rainin (Mettler Toledo) – Mỹ Xuất xứ: Mỹ | | 1 | cái |
| 3 | Pipet đa kênh 20 – 200 μ l | | 1 | Cái |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
- Địa chỉ: Tầng 8, nhà B, 72A Nguyễn Bình Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Từ 15/9/2023 đến 25/9/2023.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng VT-TTB(đề p/h)
- Phòng TCKT (đề p/h)
- Lưu VT, Khoa YTCC.

HIỆU TRƯỞNG



HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS. Nguyễn Văn Khải